



GUTTAFUSION® for RECIPROC® blue

Basic Kit



Artikelnr.: 125433
Hersteller: VDW GmbH
Gewicht: 0.28 kg
Höhe: 50 mm
Breite: 155 mm
Länge: 220 mm

€ 155,43

Zzgl. MwSt.

Basic Kit 5 x 6 GUTTAFUSION pink RECIPROC Obturatoren (3 x ISO 025, 1 x ISO 040, 1 x ISO 050), 1 Obturation practice block, 1 Blister Papierspitzen (ISO 025, ISO 040, ISO 050), 1 User Card, 1 DFU

GUTTAFUSION® for RECIPROC® blue – innen: stabiler Trägerstift aus kreuzvernetzter Guttapercha. außen: fließfähige Guttapercha.