



GC REPAIR KIT

Kit



Artikelnr.: 125502
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.312 kg
Höhe: 43 mm
Breite: 193 mm
Länge: 198 mm

€ 77,68

Zzgl. MwSt.

Kit 5 x 0,1 ml Unit Dose G-Premio BOND, 5 x 0,1 ml Unit Dose Ceramic Primer II, 2 ml Spritze GRADIA PLUS opaque OA1, 10 Dispensing Tips, 10 Mirko-Bürsten

Die Reparatur von frakturierten Restaurationen ist inzwischen zur Routine in der Praxis geworden. Darum hat GC das REPAIR KIT entwickelt: ein einfach anzuwendendes Kit, zusammengestellt für die intraorale Reparatur von Glaskeramiken, Hybridkeramiken, Zirkon, Alumina, Composite und metallbasierten Restaurationen.