



## Klebstoffentferner C22

Packung 5 Stück FG, Figur 217, 5 mm, ISO 016



Artikelnr.: 125552  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.006 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 68 mm  
Länge: 80 mm

**€ 34,21**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 5 Bohrer FG, Figur 217, Kopflänge: 5 mm, ISO 016

Abtrag von Kleberesten mit dem Klebstoffentferner. Glatte Kuppe (GK) zum Schutz der Gingiva. Sicherheitsfase zur Vermeidung von Riefenbildung.

- KFO
- Drehzahl FG/FGL - 300.000 U/min.
- Drehzahl RA/RAL - 40.000 U/min.