



Kronentrenner C34L

Packung 5 Stück 2 x schwarz, FGL, Figur 139, 3,5 mm, ISO 010



Artikelnr.: 125553
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 69 mm
Länge: 81 mm

€ 14,72

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Kronentrenner 2 x schwarz, FGL, Figur 139, Kopflänge: 3,5 mm, ISO 010

- Kronentrennen
- Mit Wasserspray benutzen
- Drehzahl max. 160.000 U/min.