




## Kronentrenner C34

Packung 5 Stück 2 x schwarz, FG, Figur 138, 2,1 mm, ISO 010



Artikelnr.: 125555  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 68 mm  
Länge: 80 mm

**€ 17,43**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 5 Kronentrenner 2 x schwarz, FG, Figur 138, Kopflänge: 2,1 mm, ISO 010

- Kronentrennen
- Mit Wasserspray benutzen
- Drehzahl max. 160.000 U/min.