



Automix Tips

Packung 20 Stück klar, biegsame Metallkanüle 20 ga



Artikelnr.: 125600
Hersteller: American Dental Systems
Gewicht: 0.048 kg
Höhe: 53 mm
Breite: 81 mm
Länge: 83 mm

€ 49,18

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Tips klar, biegsame Metallkanüle 20 ga

Applikationsspitzen für LUER-LOCK-Spritzen.

Automix-Spitzen und -Spender für Doppelfassspritzen und Kartuschen.

Je höher die Feinheit, desto kleiner der Nadeldurchmesser.