



Calibra® Universal

Packung 2 x 4,5 g Automix Spritze transluzent, 20 Mischkanülen



Artikelnr.: 125724
Hersteller: Dentsply Sirona Europe
Gewicht: 0.082 kg
Höhe: 55 mm
Breite: 55 mm
Länge: 155 mm

€ 108,40

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 4,5 g Automix Spritze transluzent, 20 Mischkanülen

Calibra® Universal Selbstbefestigungszement ist ein aus zwei Komponenten bestehender, dualhärtender, hochfester selbsthärtender Zement, der Fluorid enthält. *Calibra® Universal* kombiniert eine ästhetische Farbgestaltung mit einem selbst-ätzenden Adhäsiv, sodass er für die permanente Befestigung von Metall-, Metallkeramikrestorationen, Komposit-, Keramikinlays, Onlays, Kronen, Brücken sowie Wurzelstiften ohne separate Anwendung eines Schmelz- und Dentin-Adhäsivsystems geeignet ist. Ausgehärteter *Calibra® Universal* Zement ist im Wesentlichen hydrophob, was eine Wasseraufnahme nach dem Aushärten, Löslichkeit und das Auftreten einer hygroscopischen Expansion minimiert.