

WS-75 L

Stück 20:1, mit Mini-LED+



Artikelnr.: 125744
Hersteller: W&H Deutschland GmbH
Gewicht: 0.229 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 84 mm
Länge: 168 mm

€ 1.035,00

Zzgl. MwSt.

Stück Chirurgie Winkelstück 20:1, mit Mini-LED+

Chirurgisches Winkelstück für Implantmed SI-1023. 20:1, zerlegbar, Sprayclip links/rechts, Sprayclip KM links/rechts, Y-Weiche, KM-Rohr, Düsenreiniger, mit Licht (über Kontakt vom Motor). Speziell für die Implantatbettauflbereitung und Implantatinsertion entwickelt.