

WS-56 L

Stück 1:1, mit Mini-LED+



Artikelnr.: 125745
Hersteller: W&H Deutschland GmbH
Gewicht: 0.229 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 84 mm
Länge: 168 mm

€ 945,00

Zzgl. MwSt.

Stück Chirurgie Winkelstück 1:1, mit Mini-LED+

Chirurgisches Winkelstück für Implantmed SI-1023. 1:1, zerlegbar, Sprayclip links/rechts, Düsenreiniger, mit Licht (über Kontakt vom Motor). Entwickelt für Osteotomien, Sequestrotomien, Germektomien, Hemisektion.