

WS-91 L

Stück 1:2,7, mit Mini-LED+



Artikelnr.: 125747
Hersteller: W&H Deutschland GmbH
Gewicht: 0.229 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 84 mm
Länge: 168 mm

€ 945,00

Zzgl. MwSt.

Stück Chirurgie Winkelstück 1:2,7, mit Mini-LED+

Chirurgisches Winkelstück für Implantmed SI-1023. 1:2,7, 45° Kopf, zerlegbar, Düsenreiniger, mit Licht (über Kontakt vom Motor). Speziell für den besseren Zugang im prämolaren und molaren Bereich entwickelt.