

S-11 L

Stück 1:1, mit Mini-LED+



Artikelnr.: 125748
Hersteller: W&H Deutschland GmbH
Gewicht: 0.231 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 82 mm
Länge: 171 mm

€ 1.015,00

Zzgl. MwSt.

Stück Chirurgie Handstück 1:1, mit Mini-LED+

Chirurgisches Handstück für Implantmed SI-1023. 1:1, zerlegbar, Sprayclip, Düsenreiniger, mit Licht (über Kontakt vom Motor). Die erste Wahl bei der Wurzelspitzenresektion, Osteotomien, Sequestrotomien, Knochenmodellierung und Knochenglättung sowie für Weisheitszahnentfernung.