



Kabellose Fußsteuerung

Stück SPI-Dongle



Artikelnr.: 125751
Hersteller: W&H Deutschland GmbH
Gewicht: 1.7 kg
Höhe: 100 mm
Breite: 390 mm
Länge: 300 mm

€ 1.195,60

Zzgl. MwSt.

Stück Fußanlasser SPI-Dongle

Die kabellose Fußsteuerung S-NW ist die erste Fußsteuerung, die einen chirurgischen Motor und eine piezochirurgische Einheit kabellos steuern kann. Mit der kabellosen Fußsteuerung können Sie den optimalen Standort im Arbeitsumfeld für mehr Sicherheit im OP-Umfeld wählen. Die Steuerungs-Kompatibilität wird mittels Dongle (Empfänger) zur Verfügung gestellt.

- CAN-Dongle: Empfänger für das neue implantMed SI-1023
- SPI-Dongle: Empfänger für elcomed SA-310, piezomed SA-320, implantMed SI-923 (2011, nicht für das überarbeitete implantMed SI-923)