



Maxcem Elite™

Minikit



Artikelnr.: 12582
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.085 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 75 mm
Länge: 207 mm

€ 42,63

Zzgl. MwSt.

Minikit 5 g Spritze transparent, 5 Automisch-Spritzenaufsätze normal, 4 Automisch-Spritzenaufsätze breite Öffnung, 4 intraorale Spitzen, 1 Anleitung

Mit dem neuen selbststärkenden, selbsthaftenden Befestigungskomposit *Maxcem Elite™* für indirekte Restaurationen wird Einfachheit neu definiert. Überschüssiges Material kann in der Gel-Phase einfach entfernt werden, das Mischen von Hand entfällt dank Automisch-Spritze und eine kühle Lagerung des Materials ist nicht erforderlich. Die Haftfestigkeit ist höher im Vergleich zu anderen führenden Befestigungszementen dieser Materialklasse, und ein Haftvermittler ist nicht erforderlich.