




## HM-Finierer TC133

Packung 5 Stück kleine Spitze, rot, 8 Schneiden, FG, Figur 159, 4,2 mm, ISO 010



Artikelnr.: 125841  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 68 mm  
Länge: 80 mm

**€ 26,75**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 5 Finierer kleine Spitze, rot, 8 Schneiden, FG, Figur 159, Kopflänge: 4,2 mm, ISO 010

Kleine Spitze.

- rot - 8 Schneiden, gelb - 16 Schneiden, weiß - 30 Schneiden
- Füllungsbearbeitung, abgerundete Spitze nicht schneidend
- Drehzahl FG - 300.000 U/min.