




HM-Finierer TC134

Packung 5 Stück mittlere Spitze, gelb, 16 Schneiden, FG, Figur 164, 6 mm, ISO 014



Artikelnr.: 125843
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 68 mm
Länge: 80 mm

€ 27,50

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Finierer mittlere Spitze, gelb, 16 Schneiden, FG, Figur 164, Kopflänge: 6 mm, ISO 014

Mittlere Spitze.

- rot - 8 Schneiden, gelb - 16 Schneiden, weiß - 30 Schneiden
- Füllungsbearbeitung, abgerundete Spitze nicht schneidend
- Drehzahl FG - 300.000 U/min.