



HM-Finierer TC246

Packung 5 Stück rot, 12 Schneiden, FG, Figur 495 Flamme, 3,6 mm, ISO 009



Artikelnr.: 125845
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 68 mm
Länge: 80 mm

€ 30,98

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Finierer rot, 12 Schneiden, FG, Figur 495 Flamme, Kopflänge: 3,6 mm, ISO 009

Flamme.

- rot - 8 Schneiden, weiß - 30 Schneiden

Flamme lang.

- rot - 12 Schneiden, weiß - 30 Schneiden
- Füllungsbearbeitung
- Drehzahl FG - 300.000 U/min., RA - 100.000 U/min.