




HM-Finierer TC284

Packung 5 Stück rot, 12 Schneiden, FG, Figur 299 Torpedo konisch, 10 mm, ISO 018



Artikelnr.: 125849
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 68 mm
Länge: 80 mm

€ 30,98

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Finierer rot, 12 Schneiden, FG, Figur 299 Torpedo konisch, Kopflänge: 10 mm, ISO 018

Torpedo.

- rot - 12 Schneiden

Torpedo konisch.

- rot - 12 Schneiden
- Kronenpräparation
- Drehzahl FG - 300.000 U/min., RA - 100.000 U/min.