



HM-Finierer TC375R

Packung 5 Stück rot, 12 Schneiden, FG, Figur 198 Konus Kante rund, 8 mm, ISO 016



Artikelnr.: 125854
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 68 mm
Länge: 80 mm

€ 30,98

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Finierer rot, 12 Schneiden, FG, Figur 198 Konus Kante rund, Kopflänge: 8 mm, ISO 016

Konus rund.

- rot - 12 Schneiden
- Füllungsbearbeitung, Kronenpräparation
- Drehzahl 300.000 U/min.