



HM-Finierer TC379

Packung 5 Stück rot, 12 Schneiden, FG, Figur 277 Eiform, 4,2 mm, ISO 023



Artikelnr.: 125859
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 68 mm
Länge: 80 mm

€ 25,17

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Finierer rot, 12 Schneiden, FG, Figur 277 Eiform, Kopflänge: 4,2 mm, ISO 023

Eiform.

- rot - 12 Schneiden, gelb - 20 Schneiden, weiß - 30 Schneiden

Eiform, Sicherheitsspitze.

- rot - 12 Schneiden
- Füllungsbearbeitung
- Drehzahl FG - 300.000 U/min., RA - 100.000 U/min.