



## HM-Finierer TC390

Packung 5 Stück rot, 12 Schneiden, FG, Figur 274 Flamme, 3,5 mm, ISO 016

---



Artikelnr.: 125861  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 68 mm  
Länge: 80 mm

**€ 30,98**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 5 Finierer rot, 12 Schneiden, FG, Figur 274 Flamme, Kopflänge: 3,5 mm, ISO 016

Flamme.

- rot - 12 Schneiden, weiß - 30 Schneiden
- Füllungsbearbeitung
- Drehzahl FG - 300.000 U/min., RA - 18.000 - 30.000 U/min.