



## HM-Finierer TC41

Packung 5 Stück rot, 12 Schneiden, FG, Figur 001 Kugel, 1,4 mm, ISO 016



Artikelnr.: 125864  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 68 mm  
Länge: 80 mm

**€ 30,98**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 5 Finierer rot, 12 Schneiden, FG, Figur 001 Kugel, Kopflänge: 1,4 mm, ISO 016

Rund.

- rot - 12 Schneiden - ISO 010/012/014/016
- rot - 18 Schneiden - ISO 018
- rot - 20 Schneiden ISO 023/027
- rot - 24 Schneiden - ISO 031
- weiß - 30 Schneiden - ISO 018
- Füllungsbearbeitung
- Drehzahl FG - 300.000 U/min., RA - 100.000 U/min.