



HM-Finierer TC50

Packung 5 Stück rot, 12 Schneiden, FG, Figur 465, 6 mm, ISO 010



Artikelnr.: 125876
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 68 mm
Länge: 80 mm

€ 30,98

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Finierer rot, 12 Schneiden, FG, Figur 465, Kopflänge: 6 mm, ISO 010

Interdental.

- rot - 12 Schneiden
- Füllungsbearbeitung
- Drehzahl FG - 300.000 U/min., RA - 100.000 U/min.