



DryDent® Sublingual

Packung 40 Stück 38 x 60 x 2 mm



Artikelnr.: 125962
Hersteller: Directa AB
Gewicht: 0.029 kg
Höhe: 58 mm
Breite: 45 mm
Länge: 106 mm

€ 18,02

Zzgl. MwSt.

Packung 40 Pads 38 x 60 x 2 mm

Super-Absorptionsmittel haben eine neue Ebene mit der Einführung von *DryDent® Sublingual* erreicht. Ein einzigartiges neues Produkt, das durch die sublingualen Drüsen produzierten Speichel aufnimmt. *DryDent® Sublingual* sollte für eine einfache und individuelle Anpassung an den Patienten im sublingual Bereich leicht feucht sein. Die superabsorbierenden Eigenschaften bieten ein absolut trockenes Mundmilieu während einer Vielzahl von Verfahren. Der Patientenkomfort wurde mit seinem glatten weichen Material-Design verbessert, welches unbequemes Schlucken reduziert. Speichelsauger können über *DryDent® Sublingual* platziert werden und minimieren somit unangenehme Absaugungen von Weichgewebe. *DryDent® Sublingual* hat eine sehr hohe Absorptionskapazität und hält Feuchtigkeit, selbst wenn sie vollständig gesättigt ist. Erhältlich in 30 x 50 x 2 mm (expanded: 30 x 50 x 10 mm) und 38 x 60 x 2 mm (expanded: 38 x 60 x 10 mm). Normale Sekretion: 0,25-0,35 ml / Minute. Stimulierend 1-3 ml / Minute. Für Erwachsene ein großes *DryDent® Sublinguale* und zwei *Drydent® Parotid* können etwa 16 ml Speichel während einer 30 Minuten Behandlung absorbieren.