




EVE DIAPRO TWIST

Stück rot mittel, HP, Figur Twist, 26 x 2 mm



Artikelnr.: 126086
Hersteller: EVE Ernst Vetter GmbH
Gewicht: 0.011 kg
Höhe: 19 mm
Breite: 36 mm
Länge: 55 mm

€ 30,65

Zzgl. MwSt.

Stück rot mittel, HP, Figur Twist, 26 x 2 mm

Diamantpoliersystem für die Bearbeitung von Silikatkeramiken, wie Feldspatkeramik, Leuzitkeramik und Lithium-Disilikat

- Speziell für Silikatkeramiken
- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Polierergebnis entspricht Glanzbrand
- Vor der Politur erfolgt das Schleifen mit Diasynt® Plus
- rot - mittel - Vorpolieren
- gelb - fein - Hochglanzpolieren
- Drehzahlbereich: 7.000 - 12.000 U/min