



## CELTRA® PRESS Rohlinge

Packung 5 x 3 g Stück A2 LT



Artikelnr.: 126151  
Hersteller: DeguDent GmbH  
Gewicht: 0.027 kg  
Höhe: 78 mm  
Breite: 16 mm  
Länge: 18 mm

**€ 89,06**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 5 x 3 g Rohling A2 LT

Macht den Unterschied

Zirkonoxid verstärktes Lithium Silikat (ZLS) - die neue Generation hochfester Glaskeramik. Celtra® Press ist nun als final kristallisiertes, zahnfarbenes Material für die konventionelle Presstechnik verfügbar. Das Celtra® Press System besteht aus Presspellets, Verblendkeramik und einer speziell entwickelten Einbettmasse. Die besonderen Eigenschaften des Celtra® Press Systems machen den Unterschied:

- Bislang unerreichte Kombination aus Ästhetik und Biegefestigkeit von über 500 MPa (Natürliche Opaleszenz und Transluzenz, hohe Kantenstabilität)
- Exakte Farbabstimmung auf A-D Farben, erstaunlicher Chamäleon-Effekt erleichtert Farbanpassung an das Zahnumfeld
- Einfache und schnelle Verarbeitung im Laboralltag (Keine Reaktionsschicht, einfach zu polieren, optimiertes Pelletangebot reduziert Lagerhaltung)