



## LM Sharp Diamond™ Mini-Sichel Scaler

Stück rot, LM-ErgoSense® Griff



Artikelnr.: 126182  
Hersteller: Medicom GmbH  
Gewicht: 0.023 kg  
Höhe: 16 mm  
Breite: 50 mm  
Länge: 194 mm

**€ 78,79**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück Scaler rot, LM-ErgoSense® Griff**

- Zierliche, leicht gebogene Klinge
- Für alle Zahnflächen

LM Sharp Diamond™ Instrumente müssen nicht geschliffen werden. Sie sind aus einer äußerst beständigen Spezialmetalllegierung hergestellt, und ihre Abnutzungsbeständigkeit wird durch eine schützende Mikromembranbeschichtung wesentlich verbessert.

Eigenschaften und Komfort

- Erhalt von Form, Größe und Funktion über die gesamte Einsatzzeit
- Hergestellt aus einer äußerst beständigen Speziallegierung
- Enorme Abnutzungsbeständigkeit
- Hervorragende Schärfe und Präzision
- Hohe taktile Sensitivität
- Außergewöhnlicher Behandlungskomfort
- Zeitsparend

Griffvarianten: **LMErgoSense®**

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.