



SERASYNTH®

Packung 24 Stück violett, 0,45 m, HRT-17, Stärke 5/0



Artikelnr.: 126196
Hersteller: Serag-Wiessner
Gewicht: 0.18 kg
Höhe: 67 mm
Breite: 123 mm
Länge: 144 mm

€ 284,48

Zzgl. MwSt.

Packung 24 Nadeln violett, 0,45 m, HRT-17, Stärke 5/0

Der monofile Aufbau und eine zuverlässig langfristige Resorption zeichnen diesen Faden aus. Eingesetzt wird SERASYNTH® zur Adaption von Weichgeweben oder zur Ligatur, bei denen langfristig resorbierbares Fadenmaterial indiziert ist.

- hervorragende Gleitfähigkeit
- hohe Linear- und Knotenreißkraft
- sehr geschmeidiges Handling
- zuverlässiges Resorptionsverhalten