



Sof-Lex™ Finier- und Polierräder

Intro Kit 5 Finierräder beige, 5 Polierräder pink, 1 Step-By-Step Karte



Artikelnr.: 126453
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.047 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 204 mm
Länge: 225 mm

€ 28,50

Zzgl. MwSt.

Intro Kit 5 Finierräder beige, 5 Polierräder pink, 1 Step-By-Step Karte

Das zweistufige 3M™ Sof-Lex™ Polierräderset bringt Sie ohne Polierpaste zur Hochglanzpolitur. In der ersten Stufe glätten Sie mit dem 3M™ Sof-Lex™ Vorpolierrad beige die Restaurationsoberfläche; die durch das Konturieren entstandene Riefen und Rückstände werden entfernt. Im zweiten Schritt der Behandlung bringt das 3M™ Sof-Lex™ Diamantpolierrad pink die Restauration auf Hochglanz.

- Politur der Restauration auf Hochglanz
- Einzigartige, flexible Rädchen-Form passt sich jeder Zahnoberfläche an
- Schnelle und einfache Anwendung
- Wiederverwendbar durch vorheriges Sterilisieren
- Schonend zur Gingiva im Vergleich zu anderen Polierinstrumenten
- Langlebiger Glanzerhalt bei Verwendung von 3M™ Filtek™ Supreme XTE Universalkomposit