



PERMALINER

Packung 30 g Dose



Artikelnr.: 126456
Hersteller: DETAX GmbH
Gewicht: 0.064 kg
Höhe: 55 mm
Breite: 170 mm
Länge: 120 mm

€ 61,10

Zzgl. MwSt.

Packung 30 g Dose

PERMALINER ist eine definitive Prothesenunterfütterung aus Silikon. Gebrauchsfertiges Silikon-Heißvulkanisat zur permanenten Prothesenunterfütterung. Dauerhaft weichbleibend mit reduzierter Polymerisationszeit. Besonders geeignet für die Küvetten-Prestechnik im Dentallabor, ideal bei der Prothesen-Neuanfertigung. Erweitertes Indikationsspektrum, auch bei schwierigsten Kiefernverhältnissen. Haftet absolut sicher auf allen Acrylaten, ohne Adhäsiv. Mindert die Ablagerung oralspezifischer Bakterien, durch Antiplaque-Effekt. Keine Weichmacher, kein Verspröden, bleibt selbst nach langer Tragezeit elastisch. Biokompatibel, MMA-frei, geruchs- und geschmacksneutral. Farbe hellrosa.