



## Dimension™

Refill Packung 4 x 50 ml Doppelkartusche, 20 Mischkanülen gelb, Garant L

---



Artikelnr.: 12649  
Hersteller: 3M Healthcare GmbH  
Gewicht: 0.482 kg  
Höhe: 93 mm  
Breite: 102 mm  
Länge: 126 mm

**€ 152,86**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Refill Packung** 4 x 50 ml Doppelkartusche, 20 Mischkanülen gelb, Garant L

A-Silikon-Präzisionsabformmaterialien für die Doppelmischtechnik (feste und dünne Konsistenz) zum automatischen Anmischen und Dosieren im Pentamix™ System und im Garant™ Dispenser von 3M ESPE.

- Hydrophiles Vinyl Polysiloxan (normalabbindend) für den Abformlöffel
  - Übertreffendes Anfließverhalten und hohe Zeichnungsschärfe im feuchten Milieu
  - Ausreichende Verarbeitungszeit und Snap-Set artige Abbindung zur Vermeidung endogener Spannungen
- 
- Kronen- und Brückenabformungen
  - Inlay- und Onlayabformungen