



Permadyne™

Refill Packung 2 x 120 ml Basispaste, 2 x 15 ml Katalysator, 1 Anmischblock, fest



Artikelnr.: 12656
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.451 kg
Höhe: 46 mm
Breite: 138 mm
Länge: 191 mm

€ 96,98

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 2 x 120 ml Basispaste, 2 x 15 ml Katalysator, 1 Anmischblock, fest

3M™ Permadyne™ Polyether Präzisionsabformmaterial in fester und dünner Konsistenz für die Doppelmischtechnik bzw. Handmischversion oder zum automatischen Anmischen und Dosieren im 3M™ Pentamix™ bzw. 3M™ Garant™ System.

- Erstklassige Detailwiedergabe aufgrund herausragender initialer Hydrophilie
- Thixotropie und hervorragende Fließeigenschaften
- Reduzierter Stress durch einzigartiges Snap-Set Abbindeverhalten
- Auf Anrieb zuverlässig perfekte Abformergebnisse

- Kronen- und Brückenabformungen
- Inlay- und Onlayabformungen
- Funktionsabformungen