



BegoForm®

Flasche 250 ml Anmischliquid



Artikelnr.: 126561

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 0.352 kg

Höhe: 100 mm

Breite: 58 mm

Länge: 59 mm

€ 11,98

Zzgl. MwSt.

Flasche 250 ml Anmischliquid

BegoForm® – Feuerfestes Stumpfmateriale für Inlays, Onlays und Veneers aus Keramik.

- Das auf Keramiken anerkannter Hersteller abgestimmte Expansionsverhalten von *BegoForm®* ermöglicht eine exzellente Passung individuell geschichteter Inlays, Onlays und Veneers
- Äußerst kantenfeste Stümpfe mit glatten, präzisen Oberflächen bedeuten optimale Voraussetzungen für eine problemlose Verarbeitung keramischer Massen – u. a. Vermeiden von unerwünschten Sprüngen
- Die konstant hohe Brennstabilität von *BegoForm®* selbst nach mehreren Durchgängen, ermöglicht keramische Korrekturen ohne Einschränkung in der Präzision
- Ein angenehmes Ausbettverhalten rundet das eindeutige, sichere Handling ab
- Sichere Expansionssteuerung für exzellente Passungsergebnisse durch das Spezial-*BegoForm®*-Anmischliquid