



Neo Marmorit® Speed

Karton 25 k, gelb



Artikelnr.: 126740
Hersteller: SILADENT
Gewicht: 0.194 kg
Höhe: 660 mm
Breite: 190 mm
Länge: 320 mm

€ 60,56

Zzgl. MwSt.

Karton 25 k Gips, gelb

Neo Marmorit® Speed Naturgips.

Der bewährte Modellhartgips mit kurzer Abbindezeit ist speziell für eilige Reparaturen entwickelt worden. *Neo Marmorit® Speed* erreicht nach einer kurzen Abbindephase rasch einen hohen Härtegrad sowie gute Kantenstabilität und ist bereits nach 15 Minuten entformbar.

Anwendungsempfehlung: Arbeitsmodelle, Gegenbissmodelle, Kunststofftechnik, Kunststoffprothetik, Reparaturen, Unterfütterungen, Erweiterungen, Situationsmodelle.