



## Liskosil-m

Packung 6 Stück, M, 1 Mandrell



Artikelnr.: 126946  
Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH  
Gewicht: 0.024 kg  
Höhe: 18 mm  
Breite: 43 mm  
Länge: 61 mm

**€ 34,64**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 6 Scheiben, M, 1 Mandrell

Liskosil ist eine fein-abrasive Polierscheibe mit enormer Standzeit, die nicht nur fein dosiertes Abtragen von Material erlaubt, sondern durch Erhöhung des Anpressdrucks schnell größere Materialmengen abträgt. Egal, ob grob oder fein beschliffen wird, es bleibt immer eine feine, leicht matte Oberfläche zurück, die in vielen Fällen eine Hochglanzpolitur erübrigt.

*Liskosil-m*, Durchmesser ca. 27 mm, Stärke ca. 2 mm, ermöglicht das gleiche Ergebnis wie Liskosil-I in engen Bereichen z. B. im Papillenbereich einer Schiene.

Für alle Tiefziehmaterialien, Print- und gefräste Kunststoffe, auch Metalle und Silikone.