



2-stufiges Poliersystem f. Komposit

Packung 6 Stück gelb mittel, RA, ISO 050



Artikelnr.: 12700

Hersteller: Busch & Co. GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.021 kg

Höhe: 43 mm

Breite: 32 mm

Länge: 36 mm

€ 9,60

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Polierer gelb mittel, RA, ISO 050

2-stufiges Poliersystem für Composite.

Politur, gelb - Edelkorund (Al_2O_3), Silikon, Korngröße mittel, Bindungshärte weich. Auch zur Entfernung von Klebstoffresten nach der Bracketentfernung geeignet.

Endpolitur, blau - Edelkorund (Al_2O_3), Silikon, Korngröße extra fein, Bindungshärte weich.

- Füllungsbearbeitung, Verblend-/ und Kramiktechnik