



Repo-Core DC

Packung 25 ml Doppelkartusche A3, Zubehör



Artikelnr.: 127024

Hersteller: Bielefelder Dentalsilicon

Gewicht: 0.149 kg

Höhe: 55 mm

Breite: 100 mm

Länge: 125 mm

€ 122,47

Zzgl. MwSt.

Packung 25 ml Doppelkartusche A3, 15 Mischer hellblau, 15 Intraoral Tips gelb

Repo-Core DC ist ein dualhärtendes, fließfähiges und röntgenopakes Kompositmaterial das für Stumpfaufbauten und zur Zementierung von Wurzelkanalstiften geeignet ist. Es ist in der 5 ml Minispritze oder als 25 ml Kartusche lieferbar. Die Applikation erfolgt blasenfrei direkt in die Kavität oder um den Wurzelkanalstift. *Repo-Core DC* hat eine kurze Aushärtezeit bei sehr geringer Wärmeentwicklung. Die dualhärtende Eigenschaft erlaubt dem behandelnden Zahnarzt Stumpfaufbauten auch in den Fällen vorzunehmen, in denen das Licht zur vollständigen Aushärtung nicht ausreicht oder die erforderliche Lichtausbeute nicht garantiert werden kann. Dank seiner hohen Endhärte lässt sich *Repo-Core DC* bearbeiten wie natürliches Dentin.