



## Fissurenbohrer C23RF

Packung 5 Stück FG, ca. 2,5 mm, ISO 010

---



Artikelnr.: 127049  
Hersteller: Hopf,Ringleb & CoGmbH CIE  
Gewicht: 0.002 kg  
Höhe: 5 mm  
Breite: 60 mm  
Länge: 99 mm

**€ 21,08**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 5 Bohrer FG, Kopflänge: ca. 2,5 mm, ISO 010

### Drehzahlbereich

- ISO 003-027 = 200.000 U/min.
- ISO 031 = 120.000 U/min.
- ISO 040 = 70.000 U/min.
- ISO 045 = 65.000 U/min.
- ISO 050 = 60.000 U/min.
- ISO 060 = 50.000 U/min.
- ISO 070 = 30.000 U/min.