



Smartcord X Retraktionsfaden

Dose 254 cm Größe 0, imprägniert



Artikelnr.: 127058
Hersteller: American Dental Systems
Gewicht: 0.014 kg
Höhe: 61 mm
Breite: 28 mm
Länge: 30 mm

€ 22,52

Zzgl. MwSt.

Dose 254 cm Retraktionsfaden Größe 0, imprägniert

Smartcord X ist ein gestrickter, imprägnierter Retraktionsfaden, der aus einzigartigen Mikrofasern hergestellt wird. Die Mikrofasern zeichnen sich durch ihren äußerst geringen Feuchtigkeitsgehalt sowie eine hohe Lebensdauer und ein einfaches Handling aus. Die Merkmale machen Smartcord X zu einem besonders saugfähigen Retraktionsfaden, der nicht ausfranst. Der Faden ist mit Aluminiumchlorid-Hexahydrat getränkt und damit sofort einsatzbereit. Vorteile und Eigenschaften: *Länge (254 cm) * Lassen sich sehr gut legen. * Fransen nicht aus. * Hohes Saugvermögen * In 5 verschiedenen Größen erhältlich. * Verpackungsdose incl. Sichtfenster, Längenmessung und Schneidvorrichtung.