



Diamanten 847

Packung 3 Stück Standard, HP, Figur 172 Konus flach, 7 mm, ISO 025



Artikelnr.: 127107
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 23 mm
Länge: 49 mm

€ 12,36

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Diamanten Standard, HP, Figur 172 Konus flach, Kopflänge: 7 mm, ISO 025

Diamantinstrumente für präzise Arbeitsergebnisse. Für optimalen Materialabtrag und feine Oberflächengüte. Hohe Standzeiten und Schneidleistungen beim Bearbeiten und Separieren von Keramik, Verblendkunststoffen und Modellwerkstoffen durch optimal abgestimmte Diamantkörnungen und Instrumenteformen. Instrumente speziell auf die jeweiligen Werkstoffe und Arbeiten abgestimmt.

- 2 x schwarz (4) - extra grob
- schwarz (5) - supergrob
- grün (6) - grob
- ohne Ringmarkierung - Standard
- rot (8) - fein
- Modellgußtechnik, Kronen-/ Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik