



Diamanten 859

Packung 3 Stück rot fein, HP, Figur 166 Konus Spitze, 10 mm, ISO 018



Artikelnr.: 127110
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 23 mm
Länge: 49 mm

€ 12,91

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Diamanten rot fein, HP, Figur 166 Konus Spitze, Kopflänge: 10 mm, ISO 018

Diamantinstrumente für präzise Arbeitsergebnisse. Für optimalen Materialabtrag und feine Oberflächengüte. Hohe Standzeiten und Schneidleistungen beim Bearbeiten und Separieren von Keramik, Verblendkunststoffen und Modellwerkstoffen durch optimal abgestimmte Diamantkörnungen und Instrumenteformen. Instrumente speziell auf die jeweiligen Werkstoffe und Arbeiten abgestimmt.

- 2 x schwarz (4) - extra grob
- schwarz (5) - supergrob
- grün (6) - grob
- ohne Ringmarkierung - Standard
- rot (8) - fein
- Modellgußtechnik, Kronen-/ Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik