



Hydrosil

Packung 2 x 1 kg Flasche



Artikelnr.: 127267
Hersteller: SILADENT
Gewicht: 2.14 kg
Höhe: 215 mm
Breite: 137 mm
Länge: 90 mm

€ 115,50

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 1 kg Flasche

Hydrosil 1:1 neuartiges additionsvernetzendes Dubliersilikon. Erstmals durchspezielle Formulierung mit hydrophilen Eigenschaften ausgestattet. Es erfüllt mit seinen guten physikalischen Eigenschaften alle Voraussetzungen für die Anwendung im bewährten küvettenlosen SILADENT-Dubliersystem.

- Keine Verlaufshilfsmittel mehr
- Keine unerwünschten Reaktionen innerhalb der Werkstoffkette
- Glattere Modelloberflächen ohne Oberflächenbenetzung
- Farbe: grün