



Diamantschleifer 9734

Packung 2 Stück blau grob, RA, Figur 173, 10 mm, ISO 040



Artikelnr.: 127275
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH
Gewicht: 0.006 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 39,33

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Schleifer blau grob, RA, Figur 173, Kopflänge: 10 mm, ISO 040

Die MEISINGER Diamant-Keramik-Schleifer sind zur einfachen Bearbeitung von Zirkonoxid, Silithium-Disilikat, Feldspatkeramik und Verblendkeramiken geeignet. Die zwei unterschiedlichen Körnungen, grob und mittel, ermöglichen einen guten Abtrag bei sehr geringer Hitzeentwicklung und eignen sich optimal zum Ausdünnen der Kronenränder. Zudem sind die Diamant-Porzellan-Schleifer ohne Wasserkühlung einsetzbar. Speziell für die Bearbeitung von Zirkonoxid Restaurationen.

- Synthetische, diamantierte Bindung
- Guter Abtrag
- Geringe Hitzeentwicklung
- Keine Wasserkühlung notwendig
- Gute Reduzierung der Kronenränder
- blau - grob, rosa - mittel
- Füllungsbearbeitung
- Empfohlene Drehzahl 8.000-12.000 U/min., max. Drehzahl 25.000 U/min.