



## Trimm-Schablonen

Stück Schablone für Oberkiefer, zum Trimmen der UK-Tuberebene

---



Artikelnr.: 127340

Hersteller: Wassermann Dental-Masch.

Gewicht: 0.045 kg

**€ 61,67**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Schablone für Oberkiefer, zum Trimmen der UK-Tuberebene

Zubehör für Gipstrimmer HSS-88/HSS-99.

Artikel 18410 - ist beim HSS-99 die KFO-Zubehör-Version 1 (bis 2013).

Die neue Version (passend zu Artikelnr. 127341 - Richtlicht Basis Laser) hat die Artikelnr. 127340.