

radii plus Bleach Arch

Kit



Artikelnr.: 12744

Hersteller: Southern Dental Industr.

Gewicht: 0.175 kg

Höhe: 45 mm

Breite: 95 mm

Länge: 175 mm

€ 402,10

Zzgl. MwSt.

Kit LED Aufsatz für den kompletten Zahnbogen, 50 Schutzhüllen, 2 Blendschutze

Der *radii Plus Bleach Arch* Aufsatz ist ein kleiner und handlicher Zusatz zur Radii Plus. Er ist für die meisten Bleachingsysteme geeignet und zeichnet sich durch geringe Wärmeentwicklung und keine UV-Emissionen aus. Der Radii Plus Bleaching Aufsatz kann auch in der Kieferorthopädie eingesetzt werden. *Für Radi plus mit Seriennummer bis 3-34828.

Informationen zum Gerät nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.