



# CLEARFIL™ Universal Bond Quick

Nachfüllpackung 5 ml Flasche



Artikelnr.: 127453  
Hersteller: Kuraray Noritake  
Gewicht: 0.052 kg  
Höhe: 30 mm  
Breite: 90 mm  
Länge: 195 mm

**€ 79,02**

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 5 ml Flasche

IN EINEM DURCH!

Applizieren. Trocknen. Lichthärten. Das neue innovative Universal Bonding, ohne Wartezeit und mit dauerhaften Ergebnissen bei allen Restaurationen. In einem durch! Applizieren, trocknen und lichthärten. Im Gegensatz zu anderen Bondings, die eine gewisse Wartezeit, ein intensives Einreiben und ein mehrfaches Applizieren erfordern, liefert CLEARFIL™ Universal Bond Quick Ihnen optimale dauerhafte Ergebnisse ohne Wartezeit, intensives Einreiben, mehrfaches Schichten oder mehrfaches Applizieren. Der Zahnarzt spart nicht nur Zeit, sondern dieses Bonding reduziert auch durch die schnelle Anwendung das Risiko von Kontamination bei Ergebnissen mit außergewöhnlich hohem Standard. Ein zuverlässiges Bonding für alle direkten Restaurationen, Stumpfaufbauten, indirekte Restaurationen und Reparaturen. Komfortable Anwendung bei jeder gewählten Ätztechnik: Self-Etch, Selektive-Etch oder Total-Etch, ganz wie Sie möchten. Ein Bonding, das schnelle und konstante Ergebnisse mit einem langlebigen Haftverbund bietet.