

# Baisch.Hygenius Spender

Stück MK2 für Tischeinbaumodell

---



Artikelnr.: 127636  
Hersteller: Karl Baisch GmbH  
Gewicht: 0.48 kg  
Höhe: 105 mm  
Breite: 300 mm  
Länge: 295 mm

**€ 306,81**

Zzgl. MwSt.

---

## Stück Spender MK2 für Tischeinbaumodell

Der im Herbst 2006 eingeführte berührungslose Seifen- und Desinfektionsmittelspender *Baisch.Hygenius Spender* der Karl Baisch GmbH ist für seine hohe Qualität und die besondere Kombination von Funktion und Design bereits mehrfach ausgezeichnet worden.

Nach der deutlichen Verschärfung der Hygiene-Rahmenbedingungen in Zahnarztpraxen ist ein professionelles Hygienekonzept heute unabdingbar, um Patienten, Praxismitarbeiter und Zahnärzte zu schützen. Dazu gehört laut RKI-Richtlinie, dass Spender von Seife und Desinfektionsmittel in den Behandlungsräumen nur noch ohne Handberührung betätigt werden dürfen. *Baisch.Hygenius Spender* trägt diesen neuen Anforderungen Rechnung: Batteriebetrieben und ausgestattet mit einem Infrarot-Sensor sorgt er für die berührungslose Dosierung von Seife und Desinfektionsmittel. Durch das Verwenden von Einwegpumpen und -flaschen entfällt die vorgeschriebene Reinigung und Desinfektion jener Teile, durch die Seife oder Desinfektionslösung fließen.

Mit seinem klaren Design und der hochwertigen Verchromung lässt sich der *Baisch.Hygenius Spender* harmonisch in das Behandlungszimmer integrieren. Baisch.Hygenius gibt es als Tischspender für die Arbeitsplatte, als Wandspender, als mobilen Spender und als Schrankspender. Die Flaschen können sehr schnell und einfach ausgetauscht werden.