



smartBite grey

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen



Artikelnr.: 127661
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.3 kg
Höhe: 115 mm
Breite: 54 mm
Länge: 130 mm

€ 22,21

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen

Mit Pfefferminzgeschmack, zur Herstellung von dauerhaft, mehrfach verwendbaren Bissregistraten. Das Material zeichnet sich durch seine gute Fräsbarkeit aufgrund der hohen Endhärte aus. Durch ein ausgeprägtes thixotropes Verhalten ist ein einfaches Applizieren durch automatische Sicherheitskartuschensysteme möglich. Die hohe Standfestigkeit verhindert ein Einfließen in die Interdentalräume und ermöglicht eine leichte Mundentnahme. Die erstellten Bissregistrare sind dauerhaft dimensionsstabil. Gesamtabbindezeit: 1 – 1,3 Minuten. Endhärte: Shore D43.