



Sterilisierbehälter

Set 15K Behälter mit Einmal-Papierfilter



Artikelnr.: 127662
Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG
Gewicht: 0.001 kg
Höhe: 55 mm
Breite: 120 mm
Länge: 180 mm

€ 199,35

Zzgl. MwSt.

Set 15K Behälter mit Einmal-Papierfilter

Sterilisierbehälter - Normkonform, in verschiedenen Größen.

Die *Sterilisierbehälter* von MELAG bieten die kontaminationsgeschützte Lagerung von Sterilgut. Nach der erfolgreichen Sterilisation und Trocknung können die verpackten Instrumente bei staubgeschützter Lagerung nach DIN 58953, Teil 8 bis zu 6 Monate gelagert werden. Das Zusammenstellen von Sets ist eine große Zeitersparnis, wenn die Zusammenstellung der verwendeten Instrumente stets gleich ist. Die *Sterilisierbehälter* sind im Boden und Deckel gelocht und zum Schutz vor Kontamination mit Einmal-Papierfiltern ausgestattet, die bei jeder Sterilisation ausgewechselt werden.