



Gewebeverstärkte Trennscheiben

Packung 10 Stück unmontiert, Figur 370, Ø 22 mm x 0,20 mm, ISO 220



Artikelnr.: 127719
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 17 mm
Breite: 68 mm
Länge: 108 mm

€ 21,08

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Scheiben unmontiert, Figur 370, Ø 22 mm x 0,20 mm, ISO 220

Flexibel mit hoher Schneideleistung und hoher Standzeit erreicht durch eine neu entwickelte Bindungsmatrix, welche auch das Bruchrisiko erheblich reduziert. Die Trennscheiben eignen sich zum Trennen von EM- und NEM-Legierungen ohne Materialerhitzung und mit geringer Staubbildung.

- Modellgußtechnik, Kronen-/ Brückentechnik
- Optimale Drehzahl: 20.000 U/min.