

radii Xpert

Stück LED-Polymerisationslampe inklusive Zubehör



Artikelnr.: 127733
Hersteller: Southern Dental Industr.
Gewicht: 1.169 kg
Höhe: 96 mm
Breite: 238 mm
Länge: 306 mm

€ 940,00

Zzgl. MwSt.

Stück LED-Polymerisationslampe (Standard-LED-Aufsatz, Handstück, Ladestation, Netzteil, Lichtschuttschild groß, 5 x Lichtschuttschild klein, 3 x Ersatz-Linsenkappe, 100 x Schutzhülle)

radii Xpert, die intelligentere Polymerisationslampe mit modernster LED-Technologie, liefert ein zielgenaues, konstantes Licht, das Restaurationen optimal aushärtet. Das Licht mit 1.500 mW/cm² Leistung und 440 - 480 nm Wellenlänge aus dem 4-mm-Austrittsfenster polymerisiert verlässlich jedes Komposit. Intelligente Technik zeigt Belichtungsmodus und Timing.